

НАБОР НАКОНЕЧНИКОВ ДЛЯ АБОРТА У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ

При необходимости прерывания беременности у женщин с рубцом на матке (после операции кесарева сечения) применение обычных наконечников вакуум-аспиратора представляет определенную опасность, так как на концах существующих наконечников со всех сторон имеется несколько отверстий и при введении и выведении наконечника из матки невозможно избежать прохождения отверстий с отрицательным давлением по поверхности рубца, что травмирует его.

С целью предотвращения повреждения рубца на матке во время аборта нами предложен комплект наконечников всех размеров, на каждом из которых имеется только по одному отверстию на конце, а на рукоятке со стороны отверстия имеется выступ в виде рога, указывающий на место отверстия.

При аспирации предложенными нами наконечниками их вводят и выводят из матки так, чтобы их отверстия были обращены к задней стенке матки, что предотвращает повреждение поверхности рубца.

Поступила 11.12.01

Канд. мед. наук К.Д. Даниэлян